

鼻部手術止血輔助物說明

一般鼻部手術過程中，常會遇到傷口出血的情形，而良好的出血控制可提升術後傷口的穩定性及癒後品質。

目前常見的幾種止血方式選擇，其差異性如下表：

種類	止血凝膠	可自行碎化棉條	人造海綿
圖示			
使用時機	術中、術後皆可	術後	術後
止血效果	優 (服用抗凝血藥物患者也適用)	普	普
舒適度	不須填塞 無脹痛感	材質柔軟舒適 較少脹痛感	材質軟 但有脹痛、壓迫感
移除方式	不須移除 止血凝塊會被人體 自然吸收代謝	逐漸碎化分解， 不須整塊取出， 也可用抽吸方式 移除	術後須整塊取出 較易疼痛
移除時疼痛 程度與傷口 出血	不須移除 無疼痛感	輕微或無疼痛感 出血情形較少	敷棉會與傷口沾黏 有較劇烈的撕裂痛 容易再出血
術後組織沾 黏情形	較少沾黏	較少有沾黏情形	偶爾發生
自費與否	需自費	需自費	部分自費

如有需要，可洽詢醫師或護理人員，並告知選擇使用的止血方式。