



ALS高級救命術訓練模型 BT-ACTB

- 模型具控制電腦(教師電腦)以及AIO監控螢幕(學員電腦)，展示數據與波形圖
- 模擬人具有模擬真人活動範圍的肩關節、髖關節和膝關節，方便搬運移動
- 胸外按壓深度可達7公分
- 可以使用AED Pad或Paddle操作去顫以及節律，並有ECG圖形展示變化
- 具有光反映瞳孔，可調整左右瞳孔同步或異步光反應
- 模型可自主呼吸，操作呼吸道插管，使用BVM通氣及ET tube、LMA、i-gel、Combi-tube等輔助呼吸工具
- 可操作IV靜脈注射/IO骨內注射/IM肌肉注射
- 可自行編輯不同模式，即時的數據回饋，亦可將訓練結果以表格輸出記錄存檔或者作為評分依據




孕婦生產/新生兒急救模型 SI-S550.100.250

- 練習正常生產、肩難產、臀位產和引產
- 可做靜脈注射、插管、產後會陰縫合和聽診胎心音等
- 可掀開拆卸式肚皮，觀察生產過程
- 新生兒模型可做插管、臍帶導管置入技術，亦會發紺
- OMNI II為無線藍芽控制平板用以控制評估操作
- 練習產後之子宮出血及出血護理
- 監控模組可監測通氣和胸外按壓結果
- 產婦具可插管的氣道，正確插管可觀察到胸腔起伏



模擬出血墊 LT-70400

- 模擬出血墊可以調節血液流量產生出血，例如產後、手術後、槍傷等，模擬各種現實場景
- 藉由目測或秤重識別外部血液量和液體流失量，做出相應的處置
- 模擬出血墊可在室外和室內使用，亦可搭配全身人體模型或技術訓練模型使用
- 雙向血液幫浦使血液能回收至儲液罐中，並可以在練習過程中拆卸、更換內部吸收墊，使練習不中斷
- 設置過程簡單，方便攜帶且耐用，外袋可快速更換，順利提供模擬情境訓練
- 內部吸收墊可以在清洗後重複使用





高階急救訓練評估模組 BT-CPEA

- 含模擬假人和操控筆電，內建評估軟體
- 不需肺袋及彈簧等耗材，節省經費支出
- 模擬肋骨構造，非彈簧式，讓胸外按壓更具真實性
- 依課程需求，可自行更改評估軟體的CPR Guideline設定
- 可調整評分標準，精準評估每次胸外按壓
- 可實際操作電擊
- 即時的數據回饋，亦可將訓練結果以表格輸出記錄存檔或者作為評分依據

成人急救甦醒模擬人-列印型 HI-669910

- 可列印CPR曲線圖和文字敘述
- 可儲存每次3分30秒的操作過程50次
- 確認有無意識有獨立燈號顯示
- 可插電或電池兩用



兒童CPR暨異物哽塞模型 HI-488817

- 練習CPR及哈姆立克法，燈號顯示
- AC/DC兩用

嬰兒心肺復甦術練習模型 HI-521117

- 練習嬰兒CPR，燈號顯示
- AC/DC兩用



簡易燈號型兒童CPR模型 P-100M-C




- 胸外按壓速率顯示器位於左肩，做即時回饋
- 共四個燈號顯示
- 可練習黏貼AED貼片

簡易燈號型嬰兒CPR模型 P-100M-I

- 胸外按壓速率顯示器位於腹部，做即時回饋
- 共四個燈號顯示


半身CPR暨插管訓練急救假人 BT-SEEM-AIR

- 成人半身模型，可練習CPR及氣管插管等相關處理技術
- 支援臨床使用之通氣設備，包含ETT、LMA、OPA及NPA
- 具磁吸式的模擬AED貼片設計，方便反覆練習不留痕跡
- 搭配平板使用最多可與6具模擬人同時連線，亦可儲存或列印訓練數據



LED半身式平板評估急救假人SherpaX BT-SEEM II

- LED圖像式呈現，價格經濟
- 搭配平板軟體最多可以同時連線6具CPR急救假人，進行即時訓練成果監測及記錄
- 按壓深度達2.5-3英寸(6-7 cm)
- 按壓深度、速度、次數和不完全回復即時呈現
- 達正確按壓深度可選擇題示音呈現
- 正確吹氣時胸部會起伏



簡易成人CPR模型 HI-46960

- 練習CPR (包含暢通呼吸道、胸外按壓)
- 可選擇開啟或關閉提示按壓深度足夠的警示器

成人CPR+D訓練模型 SI-S315.500

- 節能環保設計，不需使用電池或電源即可啟動模型
- 顯示器可即時給予回饋/提示，連接至電腦後可檢視操作結果
- 可實際黏貼AED貼片及電擊



輕巧型成人半身CPR模型組(付燈號回饋) P-ULM-4MMS / P-ULM-12MMS

- 美國紅十字會最新教育推廣使用產品
- 每組含4具或12具模型，可疊放收納，適合外出訓練
- 按壓設計為活塞式，按壓力回饋逼真，且具燈號回饋
- 原廠測試活塞可按壓50萬次以上
- 內部模擬胸廓設計，提供真實按壓觸感
- 可練習黏貼AED貼片



新品

簡易燈號型成人CPR模型 P-100M-A

- 胸外按壓速率顯示器位於左肩，做即時回饋
- 共四個燈號顯示
- 可練習黏貼AED貼片

成人半身CPR模型(藍芽APP連線) P-2000-A

- 模擬成人半身比例設計，具肋骨及胸骨之解剖標示
- 通過行動裝置上的應用程式，提供訓練結果報告
- APP可同時連線6具CPR模型，支援簡體中文等



成人哽塞訓練背心 AF-101B

- 美國心臟協會認定使用
- 適合結合CPR課程使用
- 可自主訓練或者穿戴在假人身上訓練
- 訓練手部正確操作位置



哽塞訓練模型

- 練習哈姆立克法
- 節能環保，不需電源或電池
- 全系列包含青少年(SI-1640)/兒童(SI-1620)/成人(SI-1602)/肥胖體型(SI-1630)/嬰兒(SI-1615)



無線高階孕婦生產模擬人 SI-S2200

- 練習正常生產、臀位產、肩難產、剖腹產和引產
- 裝上胎兒監視器監視胎心音和宮縮強度與頻率
- 可使用臨床儀器如心電圖機、電擊器、血氧計和血壓計
- 胎兒一體成型，關節可活動，可聽診心跳和呼吸音、哭泣和發紺
- 使用UNI軟體，由平板看到孕婦及胎兒的3D圖示，作為課後評量用
- 無線操控距離可達90公尺



急重症無線模擬人 SI-S3040. 100


- 無線操控，由平板操控距離可達270公尺
- 通過美國軍事規格測試(MIL-STD)
- 防潑水，耐冷耐熱，可乘坐軍事飛機
- 做胸骨骨髓腔內注射，可使用F. A. S. T. 1
- 練習環甲膜穿刺術和氣管拉鉤的使用
- 實際做電擊、整流術和節律術
- 眼睛耳朵和嘴巴可分泌模擬體液
- 適當的加壓可控制創傷截肢前臂和小腿的流血量
- 胸腔穿刺最深可達8.25cm
- 平板內建多種情境，可自行編輯調整





婦科/身體評估急救模擬人 SI-S2000

- 可聽診多種肺音及腸音
- 練習氣管造口術和針刺環狀軟骨切開術
- 聽診多種心音如正常、收縮雜音和S3等
- 頸動脈、桡動脈和脛後動脈皆有脈搏
- 實際做電擊
- 左中指間可抽取血液，模擬血糖測量
- 可設定瞳孔對光的反應與否
- 練習乳房自我檢查技巧，7個乳房有病變
- 練習婦科技巧如子宮頸抹片技術、陰道沖洗、雙手骨盆觸診和觀察子宮頸病變
- 練習造瘻口護理
- 平板內建多種情境，可自行編輯調整



婦科手術模擬人 SI-S2101

- 模擬子宮外孕、移除子宮內膜異位瘤、皮樣囊腫、子宮切除術和相關腹腔鏡檢查
- 可使用真實的手術器械
- 多層構造包含皮膚、皮下組織、筋膜、腹膜等
- 模擬人下腹部內設置紅外線攝影機，另附攝影機和外科醫生頭戴式相機
- 模型會真的流血，練習止血技巧
- 平板內建多種情境，可自行編輯調整




五歲兒童急救照護無線模擬人 SI-S3005

- 可無線操控
- 執行下顎上推法，暢通呼吸道
- 模擬發紺狀況
- 練習口鼻腔插管及抽吸技術
- 可放置氣切內管
- 聽診心音、上呼吸道音和肺音
- 平板內建多種情境，可自行編輯調整
- 使用UNI介面，易於操作又人性化
- 觸診頸動脈、桡動脈和肱動脈的脈搏
- 可使用AED電擊器操作電擊、整流術和節律術
- 可做IV/IO/IM
- 可控制瞳孔光反應
- 設定抽搐的強度
- 具多種說話反映



嬰兒急救護理無線模擬人 SI-S2220

- 模擬發紺狀況，設定抽搐的強度和肌肉張力
- 內建模擬哭聲
- 可調整活動狀態，測量Apgar Score
- 觸診胸門、臍帶和肱動脈脈搏
- 頭部可模擬隆起、凹陷、正常
- 練習抽吸技術和經口鼻插管
- 聽診心音和肺音
- 可黏貼電極並監測心電圖
- 可做IV/IO/IM
- 操作置入臍帶導管
- 使用UNI介面，易於操作又人性化，無線操控距離達90公尺
- 平板內建多種情境，可自行編輯調整



一歲幼兒急救照護模擬人 SI-S3004


- 聽診心音、肺音、呼吸音、腸音
- 練習經口鼻插管亦可實際操作氣管內插管
- 練習置入氣切內管和氣切護理
- 具雙側頸動脈、肱動脈、桡動脈和股動脈
- 可做IV/IO/IM
- 模擬發紺狀況，設定癲癇/抽搐的狀態
- 血色與生命徵象會依處置和缺氧狀態而改變
- 附男女外生殖器，可練習導尿和灌腸技術
- 使用UNI介面，易於操作又人性化，無線操控距離可達300公尺
- 平板內建多種情境，可自行編輯調整



新品


操作型技巧-注射訓練模型

LT-70300



LT-70304

LT-70302



靜脈注射手臂練習模型

LT-70300(進階版)/LT-70302(標準版)/LT-70304(基礎版)

- 兩種供血系統可依需求選擇
進階版-壓力式供血幫浦/標準版與基礎版-重力型供血系統
- 具頭靜脈、貴要靜脈、掌背靜脈或肘正中靜脈(進階版)
- 專利扣式模型皮膚易於替換，保持良好的皮膚張力，能夠精確的觸摸皮膚及靜脈
- 血管嵌入凹槽，位置準確，觸摸時不易滑動
- 模組式的血管管路設計，易於更換，減少浪費
- 1.2公尺的加長型管路，在模型設置、擺放位置時更靈活
- 使用21號針頭的情形下，靜脈可進行多達500刺穿次練習
- 可使用真實的真空血液收集系統、針筒、針頭和靜脈導管



嬰幼兒電動靜脈注射抽血模型 BT-CSIV-i

- 具手肘窩靜脈和手背靜脈
- 可插電或使用電池
- 由幫浦排空液體，清洗方便又快速



靜脈注射抽血模型 LM028

- 拉鍊式矽膠皮膚，方便可替換
- 練習靜脈注射和抽血



成人靜脈注射抽血模型 AD-AR251

- 具頭靜脈、貴要靜脈、肘中靜脈和手背靜脈
- 練習放置靜脈留置針
- 軟質矽膠材質

成人電動靜脈注射抽血模型 BT-CSIV II

- 具頭靜脈、貴要靜脈和肘中靜脈
- 可插電或使用電池
- 由幫浦排空液體，清洗方便又快速

操作型技巧-注射訓練模型


動脈穿刺訓練模型 BT-CSPA

- 可以調整並觸診橈動脈脈搏並具有不同脈搏強度等級可以選擇
- 具有可更換的穿刺墊，針頭刺入動脈時會有擬真的回血反應及抗阻性
- 可以練習操作Allen's test，持續按壓橈動脈和尺動脈時，手掌顏色會變成紅色
- 具AC/DC兩用電動循環幫浦，可持續血液循環



多功能注射及抽血模型 LM074

- 矽膠製，可練習靜脈、肌肉和皮下注射
- 肩膀和肘關節可彎曲調整不同姿勢
- 練習放置靜脈留置針



手部靜脈注射模型 SA-M151

- 手背埋有4條血管可注射
- 手指可彎曲固定

穿戴式靜脈注射抽血模型 SA-M148-3

- 高張力軟質皮膚，耐針扎
- 練習靜脈注射和抽血
- 內藏一粗一細的靜脈



卷軸式靜脈注射抽血模型

SA-M181(正常版)/SA-M181-3(迷你版)

- 高張力軟質皮膚，耐針扎
- 練習靜脈注射和抽血
- 正常版的大面積注射墊可覆蓋前臂，迷你版小面積可放置於多處練習

新品




靜脈點滴輸液練習模型 LM115

- 練習固定靜脈輸液路徑(注射針頭+點滴管)
- 根據身體姿勢和靜脈輸液處情形檢查滴速變化
- 由於沒有引流管，因此可練習更換輸液患者的睡衣、身體姿勢、轉移輔助等



穿戴式皮內注射模型 BT-CSID

- 練習皮膚過敏反應之皮內注射技術
- 可用原子筆做記號再擦拭掉
- 可抽出打入的液體，延長使用壽命



透明上臂肌肉注射模型 SA-M155

- 右邊模型可透視骨骼、血管及神經
- 左邊上臂可做肌肉注射
- 具注射指示燈及警示音
- 在左邊上臂錯誤位置注射，則右邊神經會亮起做提醒



穿戴式皮下注射模型 BT-CSIC

- 練習皮下注射，表皮不易留針孔
- 穿戴式裝置，體驗被針扎的恐懼，培養同理心



皮內/皮下/肌肉注射模型 LT-00310

- 多層皮膚設計，含表皮、真皮、脂肪層及肌肉
- 可排掉注入的液體
- 模型可配戴在身上做練習，練習與病人溝通的技巧



穿戴式上臂肌肉/皮下注射模型 SA-M118-1

- 練習上臂肌肉及皮下注射技術
- 採內建式LED指示燈和警示音
- 含膚色自黏式綁帶，方便穿脫

操作型技巧-注射訓練模型



臀部肌肉注射模型 LM027

- 練習四分之三分法的注射(左右兩側)
- 具警示音提示錯誤注射部位



臀部肌肉注射模型 LM057

- 練習Hochstetter和Clark' s Point的注射(左右兩側)
- 具警示音提示錯誤注射部位



臀部注射評估模組 BT-CSIM-I

- 兩側臀部腹腔間區和背臀肌區皆可注射
- 平板電腦可評估注射部位和深度
- 模型可使用電池或電源



臀部注射訓練模型 BT-CSIM-T

- 模型內建燈號及警示音回饋裝置
- 兩側臀部腹腔間區和背臀肌區皆可注射
- 模型可使用電池或電源



透明臀部肌肉注射模型 SA-M152-1

- 模型內含三個注射位置
- 骨盆仿髂骨脊、股骨大粗隆等構造，可實際觸摸確認正確注射部位
- 具警示音和燈號提示注射部位正確與否



側躺臀部肌肉注射模型 SA-M152-3

- 練習Hochstetter和Clark' s Point的注射(左側)
- 具警示音和燈號提示注射部位正確與否

新品



肘關節注射模型 LT-30080

- 軟質橡膠
- 手臂可旋轉，及注射肘部發炎
- 注射位置正確或找到痛點時會有燈號顯示
- 附無痕筆，可暫時描繪及標記皮下解剖結構



手腕注射練習模型 LT-70230

- 模型具正確的解剖標誌、韌帶、骨骼構造及正中神經構造
- 6個可重複注射訓練的位置，單點可承受多達200次注射
- 搭配平板提供的即時回饋及互動式解剖構造圖示



肩關節注射訓練模型 LT-70200INT

- 模型具有相對生理解剖學位置和構造，可觸診生理解剖學位置來辨別特定注射部位
- 包含4個可重複進行注射訓練的位置
- 搭配平板具有可視化的解剖構造，及即時回饋給受訓者



膝關節注射抽吸模型 LT-70103


- 可觸診精確的解剖學骨骼標誌位置，離散的肌肉和皮膚層提供真實組織感覺
- 關鍵的部位在超聲波底下可以顯現
- 可以使用21號針反覆穿刺1000次以上

操作型技巧-氣道處理模型



成人氣道處理評估模組 BT-CSIE

- 練習插管，可使用ET tube、LMA等
- 附觸控平板電腦做評估，偵測插管深度、通氣量、胃部膨脹等
- 喉頭鏡於門牙過度施壓時，會響起警示音



成人氣道處理模型 SI-S315.400

- 節能環保設計，不需電池或電源
- 練習插管，設定舌頭水腫和咽喉痙攣
- 練習氣管切開術和針刺環狀軟骨切開術
- 第五肋間處可插入胸管(僅動作)



成人氣道插管模型 SA-M167

- 練習插管，可使用ET tube、LMA
- 喉頭鏡於門牙過度施壓時，門牙會斷裂
- 正確插管後，可觀察到肺部起伏
- 錯誤插管則會看到胃部膨脹



成人氣道插管訓練模型 LM059

- 練習插管，可使用ET tube、LMA
- 喉頭鏡於門牙過度施壓時，會響起警示音
- 可使用食道監測器(EDD)，確認是否插管正確
- 正確插管後，可觀察到肺部起伏
- 錯誤插管則會看到胃部膨脹



嬰兒急救訓練模型 LM089

- 四肢一體成型無接縫
- 練習NCPR和NRP
- 練習口鼻腔之抽吸技術、胸外按壓及臍帶導管置入術




抽痰/鼻胃灌食/胃瘻管模型 SA-M190

- 練習鼻胃管置入、NG灌食、胃液抽吸、抽痰、胃瘻管護理及經胃瘻管灌食
- 可打入空氣聽診泡泡音確認NG管路位置



氣切/抽痰/鼻胃灌食模型 LM097B

- 練習氣切護理、抽痰、鼻胃灌食、經皮膚內視鏡胃造口術護理(PDG care)
- 半邊臉部可拆開觀察口鼻腔解剖構造



成人鼻胃管/鼻空腸管灌食模型 AD-AR90

- 練習經鼻胃管、鼻空腸管和胃造瘻灌食
- 透明模型可蓋上膚色外皮或單獨使用
- 具鼻中膈構造，可使用管路扣夾
- 可搭配CORTRAK ENTERAL ACCESS SYSTEM使用



兒童透視鼻胃管置入/灌食模型 AD-AR331

- 練習胃灌食、胃造瘻口灌食
- 透視鼻胃管置入的路徑和距離
- 會厭構造可移動，了解吞嚥機制

操作型技巧-導尿模型

導尿訓練模型

LT-60850(男性)/LT-60851(女性)/
LT-60853(男女性, 共用軀幹)

- 練習男女性導尿和恥骨導尿技術
- 模擬尿道括約肌的阻力與真人相似
- 男性(LT-60850)導尿模型具可伸縮的模擬包皮構造
- 女性(LT-60851)導尿模型會陰部構造真實，須撥開陰唇後才可看到尿道



透明導尿訓練模型

SA-M160-1(男性)/SA-M160(女性)


- 會陰部為軟質矽膠
- 主體為透明壓克力及合成樹脂製品，接縫平整光滑無間隙，附男性(或女性)外陰部，可清楚看見骨盆、恥骨、腰椎、膀胱等構造的解剖位置
- 膀胱亦為透明壓克力材質，可觀察導尿管置入之深度
- 附蓄水容器及專用支架，可持續練習不間斷



導尿浣腸訓練模型


LM109M(男性)/LM109F(女性)

- 模型使用軟質矽膠，大小與真人相同，外觀觸感更加真實，增加練習的擬真度
- 可分離成左右半邊的設計，清楚看到內部生理解剖構造，了解導管置入位置
- 可操作導尿技術，包含消毒、插入、固定導管和移除導尿管等技術
- 可以使用甘油練習浣腸
- 男性導尿模型(LM109M)通過交換前列腺可以模擬前列腺肥大造成的尿道狹窄



新品

操作型技巧-導尿模型



穿戴/示教兩用導尿浣腸模型

SA-M200-7(男性)/SA-M200-6(女性)

- 可固定於專用防水褲上，穿戴於真人身上，體驗病人的心情
- 可置於展示架上做教學示範
- 練習導尿、會陰沖洗、浣腸與清理軟便之技術
- 透明膀胱可觀察導尿管球囊的固定



穿戴式導尿浣腸模型


LM-109MA(男性)/LM109FA(女性)

- 模型可以穿戴在人體或者模擬人身上練習導尿和浣腸程序
- 外陰部為柔軟可伸展的材質擬真度高，正確執行導尿時，模擬尿液可以實際導出
- 可以在恥骨下方穿戴，以模擬真實的狀態，使導尿操作者和模擬病患培養同理心



術後照護衣 SA-M177

- 防水術後照護衣可穿在普通衣物上面
- 練習多樣的術後照護如：
換穿睡衣、放置各種管路之姿勢更換、貼電極、造瘻口照護、縫合傷口照護（可使用酒精或生理食鹽水執行消毒）、氣切照護、引流管照護（腹部及胸腔）及導尿管護理（不可執行真實的導尿）



操作型技巧-引流穿刺模型

新品

高級硬膜外麻醉和腰椎穿刺模型 LT-61001

- 可練習皮膚局部麻醉注射、腰椎穿刺、收集和量測腦脊液、硬膜外麻醉等技術
- 模型具有可觸診的骶骨、髂骨和椎骨L2-L5
- 包含可更換的高級及標準硬膜外穿刺模組及3塊脂肪墊可提供不同難度的練習
- 可以模擬腦脊液流出，且流速壓力皆可自由調整
- 圓形皮膚墊可旋轉使用減少耗材更換頻率



胸腔引流與減壓模型 LT-60230

- 練習壓力性氣胸的穿刺減壓和胸腔放液穿刺術
- 練習經超音波引導胸腔引流技術
- 操作Seldinger技巧和鈍式組織分離術 (blunt dissection)
- 具胸骨柄胸骨關節、鎖骨、肋骨等解剖標記
- 學習辨識胸腔切開引流術的正確解剖位置、經胸壁的組織分離、肋膜穿孔及手指清除法
- 內建之儲水器可注入液體模擬肋膜積水



胸腔引流與減壓模型 LM093

- 模型皮膚材質特殊，觸感真實
- 練習環甲韌帶的穿刺與切開、胸腔穿刺放液術和心包膜穿刺術
- 可將空氣打入胸腔模擬壓力性氣胸及皮下氣腫
- 可在左右兩側練習胸腔穿刺放液術
- 胸腔的腫脹可同時伴隨著頸靜脈的擴張
- 以手術用透氣膠帶模擬肋膜、環甲韌帶
- 劍胸骨和肋骨弓形成的框架可用於辨識心包囊穿刺部位正確與否
- 執行心包膜穿刺術角度與深度錯誤，會有警示音響起



多功能高齡者假病人 SA-M104

尺寸:165公分(±5%)，重量約17公斤(±5%)

材質:軟質矽膠

- 頭頸部與身體軀幹連接一體成型，四肢可彎曲且一體成型無螺絲，降低連接處損壞之機率
- 可拆卸式假牙練習口腔護理
- 嵌入式肌肉及皮下注射墊(非外掛式)，增加練習的逼真度
- 氣切管放置及護理
- 鎖骨下方靜脈及頸部靜脈共兩個部位可操作中央靜脈營養輸注口護理(CVC care)
- 腸胃造瘻口照護
- 抽吸術、經口鼻之營養供給管路置入
- 灌腸、導尿實際操作
- 腸胃灌洗、排泄
- 包紮、熱敷、洗腳及洗髮動作練習
- 睡衣更換、床上擦澡



胃造口



洗胃



靜脈注射



氧氣導管(另售)



氧氣面罩(另售)



灌食



抽吸



灌腸



導尿



褥瘡傷口護理(褥瘡模型另售)



造口護理



造口清潔



口腔衛生



洗髮



足浴



換尿布



擦拭清潔



體位變換



身體診察技巧訓練模型



血壓測量訓練評估模組 BT-CEAB II

- 附評估及自學軟體，可設定情境，由學生盲目測驗，亦可設定測驗評分
- 平板上可看到壓脈帶壓力和減壓速率



眼底鏡病變檢查模型(電子式) AD-AR403

- 含35種糖尿病視網膜病變及1種正常視網膜可觀察
- 可電池或插電使用(AC/DC)

新品




成人半身聽診訓練模組 BT-CECS

- 人體模型可旋轉，可在模型正面和背面進行聽診訓練
- KIKUZO聽診訓練模擬組具逼真的聲音案例資料庫，並可使用臨床使用的聽診器進行訓練



心肺音聽診模型 SA-M164-1

- 20種心音和12種肺音，可直接於模型聽診
- 可單獨或同時播放心音和肺音
- 附平板電腦及無線擴音器，合團體教學



耳底病變檢查模型(電子式) AD-AR402

- 含48種耳道內部正常及病變，例如急性中耳炎、鼓膜硬化症等
- 可搭配耳檢鏡使用
- 可電池或插電使用(AC/DC)



嬰兒生命徵象評估模型 SA-M179

- 觸診脈搏，調整心跳速率、呼吸速率
- 實際測量肛溫
- 由觸控式顯示器調整數值，有中文介面



四段式腹部觸診模型 LM-043N

- 練習四段式腹部觸診，並附模擬羊水壓力指示器
- 可直接聽診胎心音或播出做團體教學
- 測量骨盆外徑和子宮底高度



懷孕觸診體驗服 MC-002

- 可練習觸診胎頭位置和體驗懷孕
- 可置入20、32或40周大的模擬胎兒
- 聽診胎心音(附真人胎心音軟體)
- 矽膠製羊水袋，觸感似真人



穿戴式乳房檢查模型 LT-40201

- 乳房病變可調換位置，練習自我檢查及觸診腋窩和鎖骨淋巴結
- 含6種乳房腫瘤病理模型



半身式乳癌自我檢查模型 LM018

- 共10種乳房病變如硬塊、疹狀乳頭病變和皮膚病變
- 可立於桌上做團體教學



肩掛乳癌檢查模型 LM017

- 具胸腔肋骨之觸感
- 兩側乳房共有5個腫瘤及一處的皮膚凹陷



肩掛乳房檢查模型 SA-M115

- 練習乳房自我檢查技巧
- 右側乳房無病變(對照組)
- 左側乳房含8個病變可觸診



婦科診斷實習模型 LM-110

- 練習婦科內診、肛門指診、陰道鏡檢查及抹片檢查(技術)
- 含子宮肌瘤、卵巢囊腫和輸卵管水腫等病變



女性骨盆腔子宮頸觸診模型 LT-60905

- 練習用鴨嘴鉗做子宮頸抹片技術、陰道內診等
- 含正常子宮、子宮肌瘤、卵巢囊腫7種子宮模型



男性骨盆腔觸診練習模型 LT-60951

- 練習男性骨盆腔與外生殖器觸診
- 包含病變模型如精索靜脈曲張、間接腹股溝疝氣、睪丸腫瘤和陰囊水腫等
- 可用筆燈照射病觀察副睪囊腫和陰囊水腫
- 評估病變及認識解剖位置
- 陰莖、會陰部、睪丸和腹腔壁等構造可取出作替換



腹部診斷模型 LT-60000

- 熟悉腹部以及生理解剖學構造、練習腹部扣診、聽診以及觸診
- 具有多種病變包含肝臟、腎臟、脾臟、膀胱、腹部主動脈、腹部病理模塊
- 模型具有模擬腹水以及腹氣功能用以操作腹部刺激以及流體試驗判斷症狀

男性肛門指診模型(進階款) LT-60171


- 練習肛門指診、前列腺觸診檢查
- 認識肛門外部病徵
- 包含4個前列腺模型及2種會陰部可觸診練習





穿戴式褥瘡護理模型 SA-M156

- 含4個階段性褥瘡模型
- 練習褥瘡護理並塗抹藥物



褥瘡說明模組 LM078

- 含6種不同程度的皮膚模型來說明第一到第四期的褥瘡
- 可穿戴於真人身上
- 能在模型上塗抹藥膏



兒童創傷傷口模組 SI-WK125

- 含9種傷口，15個傷口模型，包含擦傷、蜜蜂叮、穿刺傷、皮疹、切傷、咬痕等
- 使用特殊黏膠，可重覆黏貼



造瘻口護理模型 AD-AR150

- 包含5種造瘻口模組，材質柔軟且可與市售敷料墊、造瘻包和護膚霜搭配使用
- 所有的造瘻皆可以取下放置在腹部模型的三個孔洞，提供多樣化的學習經驗



成人創傷傷口模組 SI-WK120

- 含14種傷口，23個傷口模型，如挫傷、刀割傷口、臉部燙傷、撕裂傷和擦傷等
- 使用特殊黏膠，可重複黏貼



嬰兒創傷傷口模組 SI-WK150

- 含6種傷口，7個傷口模型，包含擦傷、蚊子叮、劃傷、頭腫、咬痕等
- 使用特殊黏膠，可重覆黏貼

治療的技巧-縫合訓練模型



正中會陰切開術縫合模型 LT-61100

- 會陰第二級裂傷縫合訓練
- 皮膚組織的辨識
- 陰道粘膜縫合
- 深度的肌肉縫合
- 皮下組織縫合
- 會陰撕裂傷的識別和處理 (midline perineal repair)
- 在修復前後能進行肛門指診

肛門括約肌縫合練習模型 LT-61102

- 第四級裂傷縫合訓練
- 識別內部解剖學構造
- 皮膚組織的辨識與掌握
- 以End-to-end和Overlap技術修復肛門外括約肌
- 修復肛門內括約肌和肛門黏膜



會陰縫合模型(未切開) LT-61103

- 識別內部解剖學構造
- 實施浸潤麻醉(局部麻醉)(無法實際注射液體)
- 以pill rolling technique進行肛門指診，判斷撕裂程度
- 深度的肌肉與皮下組織的縫合
- 會陰第一至四級裂傷縫合訓練



手臂縫合訓練模型 NA-LF01028U

- 擬真的皮膚表面結構可見到皺摺及指紋
- 附有三個可重複練習縫合的割傷
- 可自行切割新傷口，並可重複做縫合練習



腿部縫合訓練模型 NA-LF01034U


- 擬真的皮膚表面結構可見到皺摺及指紋
- 附有三個可重複練習縫合的割傷
- 可自行切割新傷口，並可重複做縫合練習






傷口縫合打結練習模組 LT-50070

- 練習打結、縫合、鉗夾止血、切除皮膚病變、切除肉莖、肌腱修復和大腸端的間斷縫合等技術



會陰縫合模型 AD-AR312

- 練習縫合會陰部右側裂的縫合技巧
- 具肛門構造，可指診確認沒有縫合錯誤
- 適合做深層肌肉、皮下和表皮組織的縫合




腸子縫合練習模型

LT-50061(外徑30mm)

LT-50065(外徑20mm)

- 練習大腸吻合術、連續縫合法、外翻褥線縫合法和腸端側吻合法
- 可做液體沖洗測試，確認吻合術牢固與否



縫合技術練習皮膚墊

LT-00092(大)/LT-00091(小)

- 練習切開、縫合和拆線等技術
- 含表皮、真皮及皮下組織三層構造
- 14.5x12.5cm (LT-00092)
- 12.5x7.2cm (LT-00091)




縫合技術皮膚墊 LM-094B

- 練習切開、縫合、打結和拆線等技術
- 表面張力近似真人皮膚
- 尺寸:15x15x2cm



縫合技巧教學模組 LT-STP-PRO-COM

- 一年線上影音教學軟體，有各步驟的講解(術前評估、刷手、器械使用到縫合)
- 附縫合皮膚墊，實際練習縫合和打結等30種技巧



全產程孕婦分娩模型 LM101HV

- 從腹部觸診、乳房護理、陰道內診、分娩、胎盤娩出、產後子宮觸診到會陰部縫合皆可在一組模型上練習
- 孕婦可呈站立、仰臥、膝胸臥式或是側躺的姿勢
- 聽診胎心音，速率範圍80~180bpm

孕婦生產模型 SA-M186-1

- 可呈蹲式、站姿、側躺、膝胸臥式和仰臥等多種分娩姿勢
- 由透明會陰部觀察胎頭轉向和著冠
- 練習接生時胎兒肩膀與會陰的對齊
- 練習檢查娩出後胎盤和羊膜囊的完整性

新品



半身分娩模型 LM114

- 練習仰位、膝跪姿、側臥等生產姿勢
- 半身模型腿部具多個關節，可模擬臨床姿勢
- 當胎頭娩出時用手部保護外陰部
- 臍帶材質柔軟，可模擬剪臍帶滑脫狀況
- 兩人操作，一人推動胎兒學習旋轉機轉，另一人接生

下半身生產軀幹模型 SI-S500.300

- 生理解剖學構造包含恥骨聯合以及坐骨棘
- 練習生產內診、頭產、臀位產、胎盤娩出
- 模型可以操作肛門栓劑以及灌腸
- 支援真空吸引器及產鉗助產
- 改良式腹部方便置入胎兒及胎盤





孕婦生產/新生兒急救模型 SI-S575. 100

- 練習正常生產、肩難產、臀位產和引產
- 可做靜脈注射、插管、產後會陰縫合和聽診胎心音
- 可掀開拆卸式肚皮，觀察生產過程
- 使用UNI軟體進行無線操作
- 練習產後之會陰部縫合
- 監控模組可監測通氣和胸外按壓結果
- 產婦具可插管的氣道，正確插管可觀察到胸腔起伏

分娩接生練習模型 SA-M184

- 由透明會陰部觀察胎頭轉向和著冠
- 可呈現仰躺和膝胸式姿勢
- 練習當胎頭娩出時保護會陰部
- 練習檢查娩出後胎盤和羊膜囊的完整性




多功能生產模型 LT-80106

- 練習正常生產、臀位產、膝胸臥式、產鉗式輔助生產和肩難產
- 半身孕婦模型的大腿可活動，可擺多種姿勢
- 胎兒模型有胸門和頭部縫合線的設計，可觸摸到鎖骨和肩胛骨
- 搭配難產監控控制器和軟體，用於模擬生產過程並編輯自己的情境

子宮擴張模型組 LT-80102

- 結合多功能生產模型使用，用以判斷子宮擴張程度
- 可調整胎頭在子宮內的位置，並且具有7種子宮頸、5種生產先露部位，完整展現生產階段會遭遇的情況
- 模型具有模擬羊膜，可以實際模擬破水
- 具有動態以及靜態子宮裝置，調整生產階段胎頭的傾斜位置以及角度






放射假體擺位假人模型 AD-AR10A

- 練習協助照X光病人的姿勢擺位
- 內含整具完整的塑膠製骨架，密度如真人骨架
- 膝關節及肘關節可彎曲及做輕微的過度前彎，亦可擺動腰部
- 假人模型可採平躺姿勢或藉由攙扶改為坐姿
- 全身可做斷層掃描，並從圖中觀察到身體線條及清晰構造
- 骨架某些部位(如胸椎及股骨)的影像明暗度與實際病患相似

食胃道十二指腸鏡模型 LM103

- 由特製軟質矽膠製成，觸感和顏色猶如真人，臨場感逼真
- 可以觀察到腸胃病變和息肉，可選配模擬息肉操作息肉切除
- 模型的半邊臉部可拆開，觀察口鼻腔和咽喉的解剖構造
- 可選擇讓模型鼻腔變成鼻中膈彎曲(左右皆可)，增加置入內視鏡時的困難度
- 練習內視鏡逆行性膽胰管造影術的操作技術和十二指腸乳頭的插管技術



支氣管超音波模型 LM099

- 特殊矽膠製品富彈性，支氣管鏡的插入感及觀察到的內部構造與真人相近
- 實際執行穿刺，取出模擬組織(約可穿刺40次)
- 練習氣管鏡超音波導引針吸術之技術(EBUS-TBNA)
- 可由超音波觀察到內含淋巴結，用於診斷轉移至肺門區和縱膈腔淋巴結的癌症
- 適用超細支氣管鏡(ultrafine bronchoscopy)，可深入至末端支氣管做檢查

中央靜脈超音波穿刺練習模型 LM090

- 材質為合成軟質矽膠，觸感真實
- 藉由正確的解剖位置判斷並學習辨識重要的穿刺部位
- 利用超音波造影系統可練習內頸靜脈穿刺、鎖骨下靜脈穿刺和鎖骨上靜脈穿刺(但不可使用導管)
- 藉由施予負壓在針筒上，可練習中央靜脈的穿刺技術
- 空氣有回流表示穿刺錯誤(刺到肺部)





高齡體驗服
HI-567500



高齡體驗服
SA-M176-6, 7, 8, 9
(S/M/L/LL)



高齡體驗服
LM060(M號)/LM102(L號)



中風體驗服
SA-M165



模擬出血墊
LT-70400

新品



AED訓練機



懷孕體驗服
LM054



懷孕體驗服
SA-M201



懷孕體驗服
MC-002

保母檢定訓練模型



LM-026G



LM-026M



沐浴娃娃-女 LM026G

- 一體成型無接縫，全身重量分配平均，可彎曲
- 擬真的材質與解剖構造

沐浴娃娃-男 LM026M

- 一體成型無接縫，全身重量分配平均，可彎曲
- 擬真的材質與解剖構造

異物哽塞訓練娃娃 SI-1640

- 特殊合成樹脂
- 擬真的生理解剖學構造

照服員訓練模型



看護練習假病人 SA-M701

- 四肢一體成型無接縫
- 全身共8個炭入式注射處可練習
- 可實際執行男女導尿灌腸及造口護理等技術練習



多功能護理假人 SA-M102

- 四肢一體成型無螺絲，可彎曲固定
- 炭入式的注射墊增加逼真度
- 基礎護理技術練習



老人照護假人 SA-M105-5

- 四肢一體成型無接縫，可彎曲固定並實際下水入浴
- 具年長者的生理特徵，達到高齡照護的基礎護理動作練習

哺乳模型



母乳哺育模型 MC-009

- 正確擠乳手勢與母乳分泌狀態
- 除技術學習亦可適用男性學生體驗式學習



穿戴式母乳哺育練習模型 MC-005

- 穿戴式的擬真體驗
- 可同時練習擠乳的手指位置及哺乳姿勢



哺乳娃娃 MC-003

- 布製軀幹，四肢可活動
- 擬真的口腔解剖構造，可練習口腔清潔

