

腦脊髓液採集須知

1. 腦脊髓液一般以腰椎穿刺採集，由醫師施行，不需加入抗凝劑。
2. CSF 檢體採集於 3 支無菌、有蓋試管，應先在管上標明編號 1、2、3，並依編號 1~3 順序採集，如有懷疑惡性疾病應加採第 4 支試管，檢體量 0.5mL~5 mL/支。
 - 2.1 第 1 支試管用於生化及免疫學分析。
 - 2.2 第 2 支試管用於微生物學檢查。不可放入冰箱冷藏。
 - 2.3 第 3 支試管用於鏡檢細胞計數及分類。
 - 2.4 懷疑惡性疾病時應採第 4 支試管 CSF 用於細胞學檢查。