

## 病毒培養採集須知

1. 採檢最好在急性期。以病毒專用運送培養基送檢（紅蓋，管內有運送培養液），檢體必須有清楚的標示包括姓名、病歷號、床號、檢體來源(名稱)、採檢日期。
2. 收集在容器內的檢體勿直接置於冰上保存，須先放入塑膠袋中再隔袋冷藏（24 小時內），盡快送至實驗室。
3. 病毒採檢注意事項及輸送流程：
  - 3.1 糞便檢體：
    - 3.1.1 一般為病發前四天為佳，但病毒性腸胃炎取前二天之檢體、Enterovirus 病發二週內皆可。
    - 3.1.2 採檢量：固型糞便取數克，液態糞便則取 5 mL。
    - 3.1.3 Rectal swabs 採集後應立即放入 Media 中。
  - 3.2 尿液檢體：於急性期採取檢體，檢體量至少 2-3 mL。
  - 3.3 呼吸道檢體：以 Nasopharyngeal swabs 之檢出率高於 Throat swab
4. 腦脊髓液檢體：應避免血液污染，每一管檢體量至少需要 1 mL。