

同一檢體加項補驗

- 一、 檢驗申請加項、補驗前，請先電洽實驗室人員以確認剩餘檢體量、檢體保存情形，若檢體量不足或不符合檢驗條件，應重新採檢。
- 二、 當臨床醫師對於檢驗報告數據有疑義，原檢體要求重測時，臨床醫師不需重新開單，實驗室人員須重新檢視檢體之正確性以及檢體量是否足夠，再重新進行分析。
- 三、 當臨床醫師對於檢驗報告數據有疑義，要求重抽檢體再測時，須請臨床醫師重新開立檢驗申請、護理站重新採檢，再進行檢驗分析。
- 四、 同一檢體可加項補驗之檢驗項目與提出申請時效之規定：
 - 生化、血清免疫類別
 1. 一般生化、藥物濃度、特殊蛋白(例 C3、C4、免疫球蛋白)、腫瘤標誌檢驗、生化尿液分析：第一次收件時間 4 小時內
*激素(含甲狀腺)、GTT、CO₂、Lactate、Ketone、Blood Gas、Ammonia、Ethanol、Free-Ca²⁺、Homocysteine 不予加驗、覆驗
 2. 尿液毒藥物：不予加驗、覆驗
 3. 病毒肝炎：第一次收件時間 24 小時內
 4. 自體免疫：第一次收件時間 24 小時內
 5. 過敏原檢驗：第一次收件時間 24 小時內
*兒科(<18 歲) IgE 陽性檢體保留 2 週
 - 委外項目：一律不予加驗
 - 血液類別
 1. 血液常規(含白血球分類)、Reticulocyte、ESR、血型、AEC、HbA1C：
檢體採集 8 小時內
 2. PT、APTT、Fibrinogen、D-Dimer：檢體採集 4 小時內
 - 血庫
 1. 抗體鑑定(當抗體篩檢陽性，須進一步鑑定抗體時，備血檢體收件後可提出申請)
 - 鏡檢尿液常規
 1. 尿液沉渣分析：檢體收件 1 小時內
 2. 尿液懷孕試驗：檢體收件 1 小時內
 - 微生物培養
 1. 抗原檢測 *Streptococcus pneumoniae* Ag test、*Legionella* urinary antigen test、*Streptococcus* group B Latex test：檢體收件 24 小時內
 2. Gram stain：檢體收件 24 小時內
 3. Acid-fast stain (Conc.)、TB culture：檢體收件 24 小時內且檢體剩餘量大於 1 mL
 - 分子生物檢測
 1. Influenza A/B&RSV RNA：自採集時間 24 小時內且檢體類別相同

2. Influenza virus A/B RNA：自採集時間 24 小時內且檢體類別相同
3. SARS-CoV-2&Influenza A/B RNA：：自採集時間 24 小時內且檢體類別相同